

מערכות ה-Ankle Dorsiflexion Assist באות ב-3 דוגמאות

- **מערכת הליכה** מאפשרת למטפל לשמור את מנח כף הרגל בזמן הטפול ובדיקת יעילות השימוש ב-AFO עם ציר חופשי או עם DF Assist
- **מערכת שינה** המיועדת למנוע או לטפל בקיצור שריר השוק. המערכת פועלת עפ"י התיאוריה הדוגלת בעומס נמוך והארכה ממושכת של השרירים הקצרים או שרירים היפר-אקטיביים, או לעידוד הארכת רקמה רכה.
- **מערכת משולבת** מורכב משתי המערכות הנ"ל



מערכת הליכה

אינדיקציות:

מערכת TheraTogs Ankle Dorsiflexion Assist של שימושית לאנשים עם קיצור בשרירי השוק או עם נטייה לפתח קיצורים מלווה בבעיות של:



מערכת שינה בתוספת רצועה ל-midfoot



מערכת שינה בתוספת רצועת forefoot

- Cerebral palsy
- Traumatic Brain Injury - acute, post-acute, and chronic phases
- Hemiplegia due to Stroke - acute, post-acute, and chronic phases
- Multiple Sclerosis
- Congenital Equinus Deformity
- Plantar fasciitis
- Idiopathic Toe Walking
- Talipes Equinovarus (flexible type)



מערכת שינה בתוספת רצועות ל-forefoot-midfoot

תועלת ומאפיינים מיוחדים של מערכת שינה

- רצועה מפוצלת לתמיכת מפרק ה-mid tarsal: תמיכת מפרק ה-mid tarsal הינה מרכיב חיוני בטפול בכף רגל מעוותת; נוחות הינה חיונית לשינה טובה. ניתן להשתמש במערכת זו לעודד גם supination וגם pronation אם התנועות הפסיביות קיימות.
- רצועה ל-Forefoot DF מוסיפה הארכה עדינה ממושכת לשרירי השוק
- הרצועה המפוצלת ל-5 נותנת יותר יציבות ל-midfoot תוך כדי הארכה עדינה ממושכת לשרירי השוק והאצבעות וגם ל-plantar fascia. מונעים כליפוף האצבעות תוך עטיפה

תועלת ומאפיינים מיוחדים של מערכת הליכה

- פשטות: המערכת הינה לתרגול הליכה, נותנת עזרה ל-DF, מורכבת מחלקים גמישים מרופדים שקל להרכיבה תוך דקות. הרצועה ל-DF assist מתחברת לשרוולית גפה ותמיכת נעל.
- עזרה בהזרחה: המערכת עוזרת למשתמש לנסות תנוחת כף רגל נכונה בהליכה מבלי להתגבר על שרירי DF. המטפל יכול לשנות את תנוחת כף הרגל בהתאם לצרכים ספציפיים של המטופל. המערכת שימושית במיוחד בהליכה על מסילה – עם נשיאת משקל מלאה או עם הפחתת עומס.
- הערכה לקראת AFO: אם הקליינט זקוק ל-AFO ולא ברור מה לעשות לגבי הציר המערכת נותנת אפשרות להעריך את היכולת במצבים שונים

תכולת המערכות

מערכת משולבת (קוד C)	מערכת שינה (קוד S)	<ul style="list-style-type: none"> • שרוולית שוק 1 • שרוולית כף רגל 1 • רצועת תמיכת 1 midfoot • רצועת 1 forefoot DF • רצועה מפוצלת ל-5 • דף ולקרו דו-צדדי
	מערכת הליכה (קוד G)	<ul style="list-style-type: none"> • שרוולית שוק 1 • חיבור רגיש וולקרו לנעל • רצועה מפוצלת ל-5 Strap

* כל מערכת מגיעה עם הוראות שימוש, DVD, מגוון תוויות ונקודות ציון מיקום.

מידות

מק"ט	מידת נעל	מק"ט	מידת נעל
#204 G/S/C	תינוק עד מידה 24	#404 G/S/C	בנות/נשים 35-42, גברים 35-38.5
#304 G/S/C	תינוק מידת 24 עד 30 ; ילדים מידות 31 עד 33.5	#614 G/S/C	נשים 42-47, גברים 40-44
#314 G/S/C	ילדים 33.5 עד 39	#624 G/S/C	גברים 44-49

להזמנה

יש ליצור קשר עם יעד אורטופדיה מתקדמת בע"מ

טל: 03-6817845

איימייל: yaad@zahav.net.il

אתר: www.yaadltd.com

לגבי TheraTogs

TheraTogs הינה "חליפת עור חיצוני" עשויה בד נוח ונושם, ללא לאטקס, מרופד בספוג; הנותן כלי טיפולי בסובלים מלקויים התפתחותיים או דורשים טפול תחושת-מוטורי. הבגד מתאים לשימוש במטופלים הסובלים מאי איזון אורטופדי, לעוברים שיקום לאחר פגיעת ראש או אירוע מוחי ולאחר ניתוחים אורטופדיים או נוירוכירוגים.

TheraTogs עשוי מבד מורכב ספאנדקס וניילון ומרופד בפוליאוריטאן אלסטומרי. TheraTogs מוכר בארצות הברית כאורטוזה ודורש שימוש תחת השגחת מטפל מורשה.

TheraTogs are U.S. and foreign patent pending.