

תעודת מסירה לסד

סד מפלסטיק עשוי לפי מידת גבס, ומרופד בחומרים רכים. הסד הותאם בקליניקה על מנת לאפשר לפציאנט שימוש נח ככל האפשר. בכדי לקבל את המיטב מהסדים, אנא הקפידו על ההוראות.

יש להלביש את הסדים בהדרגתיות בכדי להשיג את התוצאה הנדרשת ללא סבל מיותר מהפציינט. הזמן המומלץ להלבשה של סדים בפעם הראשונה הינו כ- 15 דקות. לאחר כל פעם שמורידים את הסדים, יש לבצע בדיקה במקומות הגרמיים של כף הרגל (עצמות הקרסול, חלק אחורי של העקב) באם קיימים סימנים אדומים, אשר לא חולפים לאחר 15-20 דקות יש לדווח לטכנאי או לפזיוטרפיסט אשר במעקב.

את הסדים יש להלביש על גרב כותנה 100%, רצוי ללא תפרים ו/או דוגמאות, חלקות ככל האפשר.

יש להלביש את הסדים באופן בו הוסבר ע"י הטכנאי. באם אדם אחר מלביש את הסדים יש לבצע חפיפה. לתשומת לב! סד שלא הולבש כראוי לא יבצע את הפונקציה אשר לה נועד ועלול לגרום לפצעי לחץ ולעכב בכך את שיקומו של הפציינט!

על הסדים יש אחריות מלאה אשר כוללת את מבנה הסד, ריפודים, דיפונים, רצועות וולקרו ובלאי מכל סוג עד לחוסר התאמתו.

צפי התאמתו של הסד נע בין 10 ל-12 חודשים. לסד+ציר יש בלאי גבוה של הציר ולכן רצוי להגיע לביקורת אצל הטכנאי לאחר 5 חודשים מיום המסירה. להלן טבלת הלבשה הדרגתית:

יום	זמן הלבשה
א	15 דקות
ב	30 דקות
ג	45 דקות
ד	60 דקות
ה	75 דקות
ו	90 דקות

הזמן המומלץ לשימוש בסד ביממה נע בין 6 ל- 10 שעות ע"פ הוראת הפזיוטרפיסט/רופא מטפל.

בברכה,
יעד אורטופדיה