

## הוראות שימוש בסד יד דינמי

### אמצעי זהירות

- ⌘ אין במוצרים לאטקס לכן לא צפוי תגובה לבד.
- ⌘ פריחה על העור בדרך כלל נובעת מחום, זיעה, או ניקיון לקוי של היד.
- ⌘ במידה ומופיע נפיחות, שינוי צבע עור, פריחה, או כאב, יש להפסיק בשימוש הסד מיד ולפנות למטפלים בריפוי בעיסוק.
- ⌘ יש למנוע מסגירה חזקה מדי שעלול לגרום לבעיות זרימת הדם.
- ⌘ אין ללבוש את הסד כאשר ישנו פצע פחות או היזום.

### הוראות הלבשה

- ◆ להלביש את האגודל קודם ולדאוג שהחיבור בין האגודל לבין האצבע מגיע במגע טוב עם העור – web space.
- ◆ סד קצר – לסגור סביב כף היד עם סגירה טובה אך בלי לחץ הגורם לשינוי צבע באצבעות.
- ◆ סד ארוך – לסגור את רצועת האגודל היטב, לסגור את הרצועה הרחוקה בעדינות ולסגור את הרצועה האמצעית היטב בלי לחץ הגורם לשינוי צבע.
- ◆ ברכישת הסד יש להתחיל בהלבשה של חצי שעה ולהכפיל כל יום את זמן הלבשה עד שמגיעים ל-8 שעות.
- ◆ לרוב אין צורך בהלבשת הסד בלילה.
- ◆ יש להיצמד להוראות צוות המטפל.

### הוראות מיוחדות לסדים עם חומר קשיח (סד מרפק, סד ארוך, או סד קצר עם תוספת)

- ⌘ להתאמת הסד, יש לחמם את הסד במיקרוגל.
- ⌘ יש להניח את הסד פתוח במיקרו עם הרצועות פתוחות לגמרי.
- ⌘ לחמם בעוצמה גבוהה בפרקי זמן של 10 שניות עד שהסד גמיש (יכול לקחת עד 3 דקות תלוי בעוצמת המיקרוגל).
- ⌘ אין להשאיר את הסד בחימום ללא השגחה כדי למנוע נזק של הפלסטיק.
- ⌘ בהוצאת הסד מהמיקרו, יש לבדוק שאין נקודות חמות מדי לפני הלבשה.
- ⌘ יש להלביש את הסד על הלקוח במנח אופטימלי ולהחזיק את היד / מרפק באותו מנח עד שהסד מתקרר ומתקשה שוב.
- ⌘ להסיר את הסד ולאפשר לו להתקשות – עד 15 דקות.
- ⌘ ניתן לחזור על התהליך מספר פעמים כדי לקבל תיקון הדרגתי.

### הוראות כביסה

- למנוע ממריחת שמנים או משחות על הגפה.
- במידה ויש סד עם תמיכת מתכת להוציא לפני כביסה.
- כביסה ידנית עם מים פושרים ומעט סבון.
- לשטוף היטב ולהוציא את כל הסבון.
- לסחוט את המים ולייבש באוויר.
- אין לייבש במכונה, בשמש או ליד מכשיר חימום.