

כפייה استخدام جيرة ناحية الدناميكية

الاحتياطات

- * لا يوجد بلمنتوج لاتكس ولهذا غير متوقع اي رد فعل للقماش.
- * طفح على الجلد عادة بسبب الحرارة والعرق أو تنظيف عدم كفاية اليد.
- * إذا ظهر تورم ، وتلون الطفح الجلدي أو الألم يجب أن يتوقف فوراً باستخدام والاتصال قوس المعالجين العلاج المهني.
- * تجنب الهبات قوية جداً يمكن أن يسبب مشاكل في تدفق الدم.
- * عدم ارتداء قوس عند وجود عدوى جرح مفتوح.

الملايس التعليمات

- * أولاً وضع الإبهام لضمان الاتصال بين إصبع الإبهام وبلايس الجلد جيدة -- الشبكة الفضائية. web space
- * جبيرة قصيرة -- ليغلق حول كف اليد مع وثيقة ولكن لم يتسبب في الضغط مع تغير لون الأصابع.
- * جبيرة طويلة -- لإغلاق الشريط الإبهام جيداً ، حتى لإغلاق قطاع غزّة وإغلاق المسار بلطف مع أفضل بدون الضغط الذي يؤدي إلى تغيير اللون.
- * للبدء في شراء الملابس لمدة نصف ساعة كل يوم ، ومضاعفة وقت وصولك تلبس 8 ساعات.
- * عادة ليس حاجة لباسه في أيل.
- * والتمسك بأحكام الموظفين الذين يحضرون.

أحكام خاصة بمواد الحائز الثالث (الكوع قوس أو جيرة طويلة)

- * ضبط قوس والميكرووف لتسخين هدفين.
- * يستعدوا لتحمل مع الأشرطة فتح فتح الصغيرة تماماً.
- * الحرارة فترات مكثفة من قوس 10 ثانية حتى مرنة تماماً (يمكن أن يستغرق فترة تصل الى ثلاث دقائق اعتماداً على القوة الميكرووف).
- * لا تترك قوس التدفئة غير المراقب لمنع الضرر من البلاستيك.
- * نشرت من قبل نعمة الاختيار الدقيقة التي الساخنة جداً قبل خلع الملابس.
- * لوضع قوس على العميل لموقف الأمثل والاستمرار على ذراع / الكوع قوس بارد لصعوبة مرة أخرى.
- * إزالة قوس والسماح لها تتصلب لمدة 15 دقيقة.
- * يمكنك تكرار هذه العملية للحصول على تصحيح تدريجي.

غسل تعليمات

- * الزيوت والمراهم لمنع هذا الوباء.
- * إذا كان هناك دعم معدنية قوس وضعها قبل الغسيل.
- * غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون بعض.
- * شطف جيداً لإزالة كل الصابون.
- * ضغط الماء والهواء الجاف.
- * أي آلة جاف ، والشمس أو بالقرب من مدفأة.