

מערכת לילד ההמיפלג



המערכת לגפה עליונה מיועדת לעזור במטרות טפול של תיקון חוסר איזון של הגו, שיכמה, כתף, מרפק ואמה. הגופייה מספקת שטח יציב, רגיש לוולקרו אליו ניתן לחבר רצועות. המכנסון התחתון מייצב את הגופייה ומונע החלקה כלפי מעלה ומגדיל את השטח לחיבור רצועות

אינדיקציות לשימוש

- כתף פלגית ותפקוד לקוי במרפק
- קיפוזיס או לורדוזיס גמיש
- חוסר יציבות או תנוחה לקוייה של השכמה
- אי יכולת להפריד בין תנועות שיכמה וכתף
- חגורת כתף בפרוטרקציה או רטרקציה
- תת נקע קל במפרק הכתף
- פרונציה גמישה של האמה



המערכת לגפה עליונה מיועדת לשימוש תפקודי במהלך היום וגם בזמן שינה. מטרתה העיקרית הינה שימור תנוחה. הערכה כוללת חלקים והוראות בהתאם.

תכולת המערכת



- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 2 גופיות | 7 רצועות מפוצלות |
| 2 מכסוני אוגן | 2 דפים וולקרו דו-צדדי |
| 6 שרווליות לגפיים | מגוון מדבקות מתאימות |
| 2 רצועות קצרות גמישות | נקודות ציון |
| 2 רצועות נוקשות | DVD עם הוראות שימוש |
| 3 רצועות לרוטציה | |
| 3 רצועות גמישות ארוכות | |



מערכת מידות

מק"ט	תיאור
#106	פעוט 7-11 קג
#206	גלאי הגן 11-22 קג
#306	ילד 22-32 קג
#406	נער 32-50 קג

להזמנה

יש ליצור קשר עם יעד אורטופדיה מתקדמת בע"מ

טל: 03-6817845

איימייל: yaad@zahav.net.il

אתר: www.yaadltd.com

לגבי TheraTogs

TheraTogs הינה "חליפת עור חיצוני" עשויה בד נוח ונושם, ללא לאטקס, מרופד בספוג; הנותן כלי טיפולי בסובלים מלקויים התפתחותיים או דורשים טפול תחושת-מוטורי. הבגד מתאים לשימוש במטופלים הסובלים מאי איזון אורטופדי, לעוברים שיקום לאחר פגיעת ראש או אירוע מוחי ולאחר ניתוחים אורטופדיים או נוירוכירורגים.

TheraTogs עשוי מבד מורכב ספאנדקס וניילון ומרופד בפוליאוריטאן אלסטומרי. TheraTogs מוכר בארצות הברית כאורטוזה ודורש שימוש תחת השגחת מטפל מורשה.

TheraTogs are U.S. and foreign patent pending.